PRIDE MOBILITY | QUANTUM #1 FOR REHAB POWER

Stretto

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :
Contact commercial + email et ligne directe :
Référence de commande :
Adresse de livraison :
Date de commande :

## CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 38,5cm à 50,8cm*
- Profondeur d'assise : 38,5cm à 50,8cm*
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 38,5 cm à 50,8 cm
- Garde au sol : 7,4 cm
- Hauteur sol-siège : 41 cm
- Rayon de braquage : 53,3cm
- Longueur (sans RP) : 82,6cm
- Largeur 54,5cm (avec roues motrices 14'')
- Autonomie** : jusqu'à 32,7 km
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max : 10 km/h
- Roues centrales pneumatiques noires 14''
- Roues avant bandages 5'' et arrière bandages 6''
- Moteurs 2 x 200/1200W / 2 pôles
- Batteries 2x62Ah

Lien vers codes LPP génériques et individuels + forfait



*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain,de l'état,du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

**Légende de présentation et mise en page**

- Configuration de série, sans surcoût par rapport au prix limite de vente de la catégorie
- Adjonction spécifique sur devis justifié par l'évaluation fonctionnelle
- Adjonction prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge
- Adjonction d'aide a la posture prévue dans la nomenclature bénéficiant d'une prise en charge

Merci de vérifier la compatibilité et le cumul possible des adjonctions.

*Les tarifs des PAP à l'unité sont indiqués en TTC (TVA à 5,5%).*

## VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B.

*Code 9597956 - VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B. Plv 3882,08€*

| BASE | REFERENCE | PP HT | PP TTC |
|---|---|---|---|
| ✔ STRETTO TBFLEX FRE-B | Q6EDGE 3 STRETTO | 3 679,70 € | 3 882,08 € |
| ✕ Dossier fixe réglable en angle | | | |
| ✕ Assise fixe ajustable | | | |

## FONCTIONS ELECTRIQUES: ELEVATEUR D'ASSISE — 1500 € TTC

*Code 9938392 - VPH, adjonction, Supplément pour élévation «électrique» (lift) pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€*

- ☐ Lift électrique 30 cm TBFLEX *(non compatible dossier rabatable )*
- ✔ Installation Qlogic 3 lite

## COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Noir Back in black (brillant) | DGN1905007-PBK1 | ☐ Bleu Electric blue | DGN1905007-PBU9 |
| ☐ Rouge Red corvette | DGN1905007-PRD1 | ☐ Jaune Lemon crush | DGN1905007-PYL4 |

## EQUIPEMENT ROUTE

- ☐ Equipement route sur rail d'assise avec clignotant. Non compatible largeur d'assise <14'' (montage sur base motrice)
- ☐ Eclairage Fender sur garde-boue Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe

## ROUES

| | |
|---|---|
| ☐ Roues centrales pneumatiques 14'' | ☐ Roues centrales bandages 14'' |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Système de conduite** | | |
| | **ELECTRONIQUE** | | |
| ✔ | Qlnes (ELE2402127 / ELE2403680 (éclairage)) | | |
| ☐ | Adaptateur magnétique pour prise XLR, QL3 Lite (ELE2103635) | | |
| | ✔ Prise de charge usb C | | |
| | ✔ Programmation bluetooth ECON | | |
| | ✔ Prise d'entrée jack 3 actions | | |
| | Assouplissement du joystick possible, voir procedure. | | |
| ☐ | Système de protection anti pincement de la main | **Prochainement disponible** | *(conflit possible passage sous table)* |
| ☐ | Déplacement du boitier principal à l'arrière | SOF | |
| | **DISPOSITIF D'ESCAMOTAGE LATERAL** | | |
| ☐ | Pantographe escamotable réversible droite/gauche<br>☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite | MEC1801698 | |
| ✔ | Pantographe standard réversible escamotable vers l'extérieur<br>☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite | ACC2201042 / ACC2201041 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ADJONCTIONS SPECIFIQUES : SYSTÈME DE CONDUITE** | | | |
| | *Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis* | | | |
| | **CONTACTEURS, COMMANDES ALTERNATIVES** | | | |
| ☐ | Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert<br>Quantité : ..... | SWTMCRO1081 SWTMCRO1077<br>SWTMCRO1079 SWTMCRO1078 | | 110 € TTC |
| ☐ | Microlite | SWTMCRO1044 | | 190 € TTC |
| ☐ | Mini Cup 24 | SWTMCRO1064 | | 190 € TTC |
| | **CONTACTEURS (SUITE)** | | | |
| ☐ | Contacteur twister câble long 1,5m<br>☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | *Force de poussée requise : 30g*<br>ST-IDM-56-Q - ST-IDM-54-Q - ST-IDM-53-Q | | 170 € TTC |
| ☐ | Contacteur Twister, câble court 0,3m<br>☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | *Force de poussée requise : 30g*<br>P005-44 -P005-40 - P005-41 | | 170 € TTC |
| ☐ | Contacteur Twister sur tube, câble court 0,3m<br>☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | *Force de poussée requise : 30g*<br>P005-64 -P005-60 - P005-61 | | 170 € TTC |
| ☐ | Contacteur Twister sur tube, câble long 1,5m<br>☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge | *Force de poussée requise : 30g*<br>P005-54 -P005-50 - P005-51 | | 170 € TTC |
| ☐ | Extension de câble pour contacteur | ELE155901 | | 20 € TTC |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL (A)** | | **1500 € TTC** |
| | *Code 9921517 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, FREP et FREV. Plv 1500€* | | |
| | *Non cumulable avec "interface de commande et boitier additionnel (B)* | | |
| ☐ | Commande clavier iAccess (évolution obligatoire vers l'électronique Qlogic 3 lite)<br>☐ Interrupteurs à bascule<br>☐ Interrupteurs à poussoir | <br>CTL144010 + CTL1810671<br>CTL144009 + CTL1810671 | |
| ☐ | Conncectivité Bluetooth pour la commande d'outils multimédia type ordinateur, smartphone ou tablette.<br>Compatibilité Android, IOS, Windows, MacOS | <br>CTL1810671 | Bluetooth |
| ☐ | Double commande tierce personne (utilisateur-accompagnateur) Q-LOGIC 3, Montage à droite | ELE167862 + MEC125270 | |

## REGLAGES DE L'ASSISE TBFLEX

| Profondeur | Pouces | Cm | Largeur 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cm | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| | 14 | 36 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | 15 | 38 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | 16 | 41 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | 17 | 43 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | 18 | 46 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | 19 | 48 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | 20 | 51 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## COUSSIN D'ASSISE DE POSITIONNEMENT STANDARD

✔ **Coussin d'assise Sitrite Première**

Epaisseur : 8cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)


☐ **Coussin d'assise Stealth Products Simplicity G**

Epaisseur : 5,8cm | Capacité de poids : 204kg

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)

Base en mousse moulée haute densité à fort contour, offrant un soutien et une répartition des points de pression.Découpe spécifique au niveau du sacrum et du coccyx soulage efficacement les zones sensibles. La housse imperméable, extensible dans les quatre directions et respirante, assure confort et protection contre l'humidité.

SIM-NNT____



ETAPE 1

**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B1)** **600 € TTC**

*Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€* *Non cumulable PAP B 2*

**COUSSINS D'ASSISE POSTURAL (en remplacement du coussin d'assise de positionnement standard)**

***Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?*** *Dans le cadre d'un choix combiné d'un élément par étape, nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.*


☐ **Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP**

Epaisseur : 11,4cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**

Taille de coussin identique au réglage d'assise. Si différent, nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)

*Stabilité pelvienne et alignement fémoral. La mémoire de forme assure confort et protection.La housse Coolcore régule la température.*

TC2-VNC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Gel SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 250kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance)

Coussin ergonomique pour une assise sécurisée : stabilité posturale, protection ischiatique renforcée, transferts facilités, et soutien optimal. Insert en gel double cellule, revêtement Sunmate adapté à la

SPCG-FUC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 272kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : SPCFSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, sécurité et autonomie : stabilité posturale, protection ischiatique optimisée, transferts facilités, et légèreté. Revêtement Sunmate adapté selon la taille.

SPCF-VPC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Solution SPP**

Epaisseur : 7,5cm | Capacité de poids : 204kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : SOLSPP-NBLKxxxx

Stabilité pelvienne et répartition optimale de la pression. Conçus pour éviter l'inclinaison du bassin avec un gel segmenté pour la protection cutanée et une mousse à mémoire de forme pour confort et immersion.

SOL-VPC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Premiere SP**

Epaisseur : 7,6cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : PREMP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour un positionnement et un confort durables : stabilité renforcée, répartition optimisée des appuis, et adaptation morphologique. Insert latéral intégré, découpe sacrée, revêtement Sunmate Xsoft

PREM-VNC____



☐ **Coussin d'assise Stealth Products Essence SPP**

Epaisseur : 8,9cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : ESSSPP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique alliant confort, stabilité et modularité : base rigide pour un maintien optimal, profil modulable pour un ajustement personnalisé, cuvette ischiatique et décharge sacrée pour plus de sécurité, et revêtement doux en viscose.

ESS-VPC____




☐ **Coussin d'assise Stealth Products Glacial SP**

Epaisseur : 8,8cm | Capacité de poids : 226kg **450 €**

Taille de coussin , nous préciser: ___*___ (voir tableau de correspondance) Housse : GLSP-NBLKxxxx

Coussin ergonomique pour confort et protection cutanée : transferts facilités, décharge sacrée et soutien du coccyx, gel quadrillé pour réduire les frottements, et base en mousse haute densité pour stabilité et durabilité.

GLA-NUC____




Accessoires coussin d'assise PAP

✔ **Housse cool core**

☐ **AirMesh, Antiglissement** **110 €**

Compatible avec : ESSENCE, SOLUTION, SPECTRUM GEL & FOAM, ZEN, GLACIAL

☐ **Liner incontinence polyurethane** (PUL1709030 - XXYY) **110 €**





## ETAPE 2

### CORRECTION DE BASSIN (suite)

☐ Biseau pointe — Choix de la taille: ☐ Taille 1: 505 x 205 x 25 (mm) SAP4201-OC **30 €**

☐ Taille 2: 505 x 205 x 50 (mm) SAP4251-OC



Le biseau pointe s'installe sur la partie antérieure de l'assise. Il favorise la répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise et l'alignement des fémurs. Existe en 25 et 50mm d'épaisseur. Il peut être utilisé au niveau du dossier, soit dans le sens de la hauteur afin de compenser ou corriger une rotation de tronc, soit dans le sens de la largeur afin d'augmenter le confort et la surface d'appui au niveau du dos.

☐ Biseau fessier 205 x 205 x 25 (mm) SAP4301-OC **60 €**



Le biseau fessier (cale d'obliquité) peut compenser une perte de tonus des muscles fessiers ou diminuer une obliquité du bassin.

☐ Butée d'abduction — Choix de la taille: ☐ Butée anthracite rigide 175 x 105 x 70 (mm) SAP4401-OC **45 €**

☐ Butée souple 175 x 105 x 70 (mm) SAP4406-OC



La butée d'abduction est destinée à contrôler l'adduction des membres inférieurs.

## ETAPE 3

### STABILISATEURS DES MEMBRES INFERIEURS

☐ Ceinture de maintien 2 points **99 €**

Taille ☐ S ST-IFPB5122-OC
Taille ☐ M ST-IFPB5213-Q
Taille ☐ L ST-IFPB5214-Q



☐ Ceinture de maintien 4 points **120 €**

Taille ☐ S ST-IFPB5242-OC
Taille ☐ M ST-IFPB5147-Q
Taille ☐ L ST-IFPB5148-Q



☐ Ceinture de maintien de jambe **120 €**

Taille ☐ S ST-IFLH1111-S-OC
Taille ☐ M ST-IFLH1111-M-OC
Taille ☐ L ST-IFLH1111-L-OC



## ETAPE 4

### ALIGNEMENT FEMORAL (Choix d'une paire)

☐ Cale genou droit (KN1ADDFD085___04R) **330 €**

☐ Cale genou gauche (KN1ADDFD085___04L) **330 €**





☐ Plot d'abduction escamotable vers l'avant (UMS0522800) **515 €**

☐ Coussin d'abduction Petit (MTMD-32M)

☐ Coussin d'abduction Moyen (MTMD-33M)

☐ Coussin d'abduction Grand (MTMD-34M)





## Produits d'assistance à la posture du siège (PAP B2) — 600 € TTC

*Code 9979379 - VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur. Plv 600€* — *Non cumulable PAP B 1*

*Choix uniquement de la protection ou du maintien*

### PROTECTION DE CHEVILLE/PIED

☐ Coussin de positionnement et de protection de jambes **600 €**


☐ Taille 16 ST-IFPFB-DS-16-OC
☐ Taille 18 ST-IFPFB-DS-18-OC
☐ Taille 20 ST-IFPFB-DS-20-OC
☐ Taille 22 ST-IFPFB-DS-22-OC



## ENSEMBLE ACCOUDOIRS

### ACCOUDOIRS :

✔ Accoudoirs en T amovibles, réglables en hauteur, avec protège vêtements.
Manchette en mousse démontable



## ENSEMBLE DOSSIER

### DOSSIER

✔ Dossier TBFLEX souple a tension réglable (MEC160684/MEC160685/MEC160686)



✔ Inclinaison de dossier réglable par outils de 80 à 110°

**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A3)** — **600 € TTC**

*Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€* — *Non cumulable PAP A 1, 2 & 4*

**DOSSIER DE BASE DE POSITIONNEMENT**

**Etape 1: Dossier postural**

☐ Dossier TBFLEX Pro seating



Galbe : ☐ Deep, 12 cm de profondeur (PRO.315.**XXX**.ST) — **400 €**

☐ ExtraDeep, 18 cm de profondeur (PRO.511.**XXX**.ST) — **400 €**

☐ 15'' / 38,0 cm (**138**) ☐ 18'' / 45,7 cm (**146**)

☐ 16'' / 40,6 cm (**140**) ☐ 19'' / 48,3 cm (**148**)

☐ 17'' / 43,2 cm (**144**) ☐ 20'' / 50,8 cm (**150**)

☐ Dossier Stealth ADI Back 2



| | | |
|---|---|---|
| 1- Forme | ☐ Aluminium **(ADI2AL)**<br>☐ Aluminium Flat Top **(ADI2AFT)**<br>*Flat Top disponible hauteur:* ***16'' et plus*** | **600 €** |
| 2- Largeur : | ☐ 14'' **(14)** ☐ 16'' **(16)** ☐ 18'' **(18)** ☐ 20'' **(20)**<br>*14'' et 15'' hauteur maximale:* ***Standard 16''***<br>*14'' et 15'' incompatible contour:* ***ExtraDeep*** | |
| 3- Hauteur : | ☐ Low 10'' **(L)** ☐ Medium 13'' **(M)** ☐ Standard 16'' **(S)** ☐ Tall 18'' **(T)** ☐ Extra Tall 20'' **(X)** | |
| 4- Contour : | ☐ Active 2,5'' **(A)** ☐ Deep 4'' **(D)** ☐ Extra Deep 6'' **(E)** | |
| 5- Fixation: | Quick Release Pro Mount **(1-P)** | |
| 6- Ref: | **ADI2AXXXXXX1-P** | |

☐ Dossier Souple, ajustable 7 sangles avec réglage indépendant à droite et à gauche. — **420 €**

Largeur: ☐ 36-45cm SAY3300 ☐ 45-50cm SAY3400 ☐ 50-60cm SAY3500



Choix obligatoire:

Cales-tronc réglables H15cm x P10cm, la paire.

☐ fixation velcro (SAP3603)

☐ fixation rigide (SAP3601)

☐ Ajustement en profondeur des cales-tronc SAP3601, réglables 60mm

☐ Butée Sacro-lombaire anthracite 255 x 240 x 25 (mm) SAP4601-OC — **40 €**

La butée sacro lombaire est placée dans la partie inférieure du dossier. Elle permet d'améliorer la répartition des pressi sur l'ensemble du dos lors d'une hyper lordose, et favorise l'antéversion du bassin.




**Etape 2: Choix d'un harnais de maintien**

☐ Harnais Classic Dynamique Zipper — **139 €**



☐ Taille M (ST-IFPS3103-Q)
☐ Taille L (ST-IFPS3104-Q)

☐ Ceinture d'épaule Y Straps — **126 €**




☐ Taille S (ST-IFYS3102-OC)
☐ Taille M (ST-IFYS3103-OC)
☐ Taille L (ST-IFYS3104-OC)

☐ Harnais d'épaule Backpack — **126 €**



☐ Taille S (ST-IFBP4202-Q)
☐ Taille M (ST-IFBP4203-Q)
☐ Taille L (ST-IFBP4204-Q)

☐ Harnais d'épaule Style ''H'' — **126 €**



☐ Taille S (ST-IFHH5202-Q)
☐ Taille M (ST-IFHH5203-Q)
☐ Taille L (ST-IFHH5204-Q)

☐ Ceinture thoracique Clips — **94 €**



☐ Taille M (ST-IFCS4113-Q)
☐ Taille L (ST-IFCS4114-Q)

☐ Ceinture thoracique Velcros — **94 €**



☐ Taille M (ST-IFCS4123-Q)
☐ Taille L (ST-IFCS4124-Q)

**APPUI TETE DE POSITIONNEMENT** — **160 € TTC**

*Code 9965118 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable. Plv 160€*

☐ Appui-tête TbFlex



**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A1)** — **600 € TTC**

*Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€* — *Non cumulable PAP A 2, 3 & 4*

**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**


**Choix possible de l'un 2 deux ap**

☐ Ultra (ST-UHBSU23200-OC + ST-UHB4D33200-QCR-OC) — **600 €**

Choix des coussins:

| Occipital - LxH Cm | Sous - Occipital - LxH Cm |
|---|---|
| ☐ O1 - courbe 7x4 (ST-500M-OC) | ☐ SO1 - 24x7 (ST-600M-OC) |
| ☐ O2 - plat 5x2 (ST-510M-OC) | ☐ SO2 - 18x7 (ST-610M-OC) |
| ☐ O3 - courbe 4x3 (ST-520M-OC) | ☐ SO3 - 16x6 (ST-620M-OC) |
| ☐ O4 - courbe 4x2 (ST-530M-OC) | |






**Produits d'assistance à la posture du siège (PAP A2)** — **600 €**

*Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€* — *Non cumulable PAP A1, 3 & 4*

**DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT CERVICO-CEPHALIQUES**

***Le O reste à charge QUANTUM REHAB c'est quoi?*** *Dans le cadre d'un choix combiné d'un appui tête complet (Support + Coussin + Swing away D&G et Pad x2), nous appliquons un tarif forfaitaire optimisé à 600€ TTC Public.*

☐ Support d'appui tête Unilink — **275 €**

**s quatres appui-têtes + swing away**

☐ Combo — **295 €**




*Sélectionner la taille*
☐ Taille S (CB315M)
☐ Taille L (CB305M)

***Swing away***



☐ Droit (SAR2B-R) — **295 €**
☐ Gauche (SAR2B-L) — **295 €**
☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) — **345 €**

***Pad: Unitaire*** — **58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

☐ Confort Plus Ajustable




*Sélectionner la taille*
☐ Taille L (ACP150M) — **310 €**
☐ Taille XL (ACP550M) — **365 €**

***Swing away***



☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) — **295 €**
☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) — **295 €**
☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q) — **345 €**

***Pad: Unitaire*** — **58 €**

☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M)

Choix possible de l'un de

| | |
|---|---|
| ☐ Confort Plus | **165 €** |
| *Sélectionner la taille* | |
| ☐ Taille XS (CP06CCFPM) | |
| ☐ Taille S (CP08CCFPM) | |
| ☐ Taille M (CP10CCFPM) | |
| ***Swing away*** | |
| ☐ Droit (ST-SAR2A-R-Q) | **295 €** |
| ☐ Gauche (ST-SAR2A-L-Q) | **295 €** |
| ☐ Droit & Gauche (ST-SAR4A-DBU-Q) | **345 €** |
| ***Pad: Unitaire*** | **58 €** |
| ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M) | |



| | |
|---|---|
| ☐ All Positionning | **160 €** |
| *Sélectionner la taille* | |
| ☐ Taille M (ST-AP350M-OC) | |
| ☐ Taille L (ST-AP450M-OC) | |
| ☐ Taille XL (ST-AP550M-OC) | |
| ***Swing away*** | |
| ☐ Droit (SAR2B-R) | **295 €** |
| ☐ Gauche (SAR2B-L) | **295 €** |
| ☐ Droit & Gauche (SAR2B-B) | **345 €** |
| ***Pad: Unitaire*** | **58 €** |
| ☐ 7x5 (910M) ☐ 11x5 (ST-900M-Q) ☐ 16x6 (ST-920M-Q) ☐ 16x4 (930M) | |






**Produits d'assistance à la posture du dossier (PAP A4)** — **600 € TTC**

*Code 9982878 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur. Plv 600€* — *Non cumulable PAP B 1, 2 & 3*

**BUTEE POSTERIEURE DE COUDE**

**1**

| | |
|---|---|
| ☐ Support de coussin escamotable | |
| ☐ droit (ARMS-ES-L) | **260 €** |
| ☐ gauche (ARMS-ES-R) | **260 €** |



**2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Coussin demi-lune | | ☐ Coussin maintien de coude | |
| ☐ droit (ARMSES-3X10-R) | **80 €** | ☐ droit (ARMSES-4X4) | **80 €** |
| ☐ gauche (ARMSES-3X10-L) | **80 €** | ☐ gauche (ARMSES-4X4) | **80 €** |





**RELEVES-JAMBES, REPOSES-PIEDS**

- ✔ Repose-pieds escamotables avec cales talonnières

  Hauteur palettes/plaque réglable de 31 à 41cm

  RIG1610270 + RIG1702200

  - ✔ Palettes réglables en angles



**FONCTIONS ELECTRIQUES: RELEVES-JAMBES** — **1250 € TTC**

*Code 9951441 - VPH, adjonction, repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE. Plv 1250€*

☐ Relève-jambes électrique central à compensation**

RIG2005068

Hauteur palette/plaque réglable de 28 à 50 cm




***Appui-Mollet*** *(CmxCm)*

✔ *6"x6"(15x15)* RIGASMB7120018



***Potences 10"-16"*** *(CmxCm)*



Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC230410 0/1
✓ 5"x11" (13x28) MEC230411 2/3
réglage plaque d'assise 28 à 43cm


***Potences 13"-19"*** *(CmxCm)*



Palettes réglables en angles:
☐ 5"x8" (13x20) MEC190968 4/5
☐ 5"x11" (13x28) MEC230410 4/5 réglage plaque d'assise 34 à 50cm

☐ Relève-jambes avec vérins électriques

MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878




***Tubes***

- ✔ 29-43 cm (RIG2103320 + MEC1903300)
- ☐ 37-56 cm (RIG2103321 + MEC1904114)

***Palettes réglables en angles et sangles talonnières:***


| | | |
|---|---|---|
| ☐ 10,5 x 17,5cm | *Conseillé pour assises largeur 14"-15"* | (MEC2008387) |
| ☐ 12 x 17,5cm | *Conseillé pour assises largeur 15"-16"* | (MEC2008389) |
| ✔ 15 x 17,5cm | *Conseillé pour assises largeur 16" et >* | (MEC8008388) |

## ADJONCTIONS SPECIFIQUES : REPOSES-JAMBES


*Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis*

**EXTENSIONS ET CONNECTEURS DE PALETTES UNIQUEMENT POUR RELEVES JAMBES CENTRAUX**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 8'' | RIG2404919 | 75 € TTC |
| ☐ Extensions latérales de palettes (la paire) 11'' | RIG2404920 | 75 € TTC |



| | | |
|---|---|---|
| ☐ Rebords latéraux externes (la paire) | | |
| ☐ Pour palettes seules | RIG2404921 | 55 € TTC |
| ☐ Pour palettes avec extensions latérales | RIG2404922 | 55 € TTC |



| | | |
|---|---|---|
| ☐ Housse d'appui mollets DARTEX 6''x6'' (la paire) | | |
| ☐ 6''x6'' | RIG133717 | 165 € TTC |
| | | 165 € TTC |



| | | |
|---|---|---|
| ☐ Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire) | | 290 € TTC |
| ☐ 5''x8'' FPG5008T-Q | ☐ 6,5''x8'' FPG6508T-Q | |
| ☐ 5''x11'' FPG5011T-Q | ☐ 7''x11'' FPG7011T-Q | |




## ADJONCTIONS SPECIFIQUES : OXYGENE — 500 € TTC

*Code 9937381 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée. Plv 500€*

☐ Support respirateur ''Ajustable''

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC2302501 + MEC125098



☐ Support respirateur ''Compact''

(rajouter rail | NC poignées de poussée)


ACC133889 + MEC125098



☐ Support porte obus

(rajouter rail | NC poignées de poussée)

ACC125006 + MEC125098




## ADJONCTIONS SPECIFIQUES : AUTRE

*Code 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRE et FREP. Plv sur devis*

**COMPENSATIONS DIVERSES**


☐ Bidon système d'hydratation — 250 €

ACC125010



☐ Poignées de transfert amovibles (la paire) — 275 € TTC

MEC1809930



☐ Caméra de recul avec écran LCD — 590 € TTC

MEC1910365 | ELE2000271
ELE1907290 | SWTMCRO1081 |





☐ Montage sur flexible

MEC1906270 & MEC1907331



☐ Montage sur manipulateur

MEC2106123



**COMMENTAIRES**

***Note délai*** *— La configuration du matériel (options/personnalisations) peut fortement impacter le délai : compter un délai moyen de 3 semaines, pouvant être allongé jusqu'à 8 semaines supplémentaires.*




Notes et informations utiles

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto https://documoto.digabit.com/ui/

(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

**DIMENSIONS COUSSINS**

**Tru confort² SPP**

**DIMENSIONS**

| Largeur / Profondeur | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 61 | Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ● | | ● | | | | | | | | ● |
| 38 | ● | | ● | ● | | | | | | | ● |
| 41 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | ● |
| 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● |
| 46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 48 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 51 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 56 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 61 | | | | | | | ● | | ● | ● | ● |
| Personnalisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Spectrum Gel**

**DIMENSIONS**

| Largeur / Profondeur | 35 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | ● | | | | | | | | | | | ● |
| 41 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● |
| 43 | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● |
| 46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 48 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● |
| 51 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 53 | | | | ● | | ● | | ● | | | | | ● |
| 56 | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 61 | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 66 | | | | | | | | ● | | | | ● | ● |
| 71 | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| Personnalisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Essence**

**DIMENSIONS**

| Largeur / Profondeur | 25 | 30 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| 30 | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| 35 | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| 38 | | | ● | ● | | | | | | | | ● |
| 41 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● |
| 43 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| 46 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● |
| 48 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| 51 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53 | | | | | | | | | | ● | | ● |
| 56 | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| 61 | | | | | | | | | | | ● | ● |
| Personnalisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Solution**

**DIMENSIONS**

| Largeur / Profondeur | 25 | 30 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 56 | 61 | Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ● | ● | | | | | | | | | | ● |
| 30 | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| 35 | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● |
| 38 | | | | ● | | | | | | | | ● |
| 41 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● |
| 43 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● |
| 46 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 48 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| 51 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 56 | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 61 | | | | | | | | | | | ● | ● |
| Personnalisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Premiere P**

**DIMENSIONS**

| Largeur / Profondeur | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 56 | Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ● | | | | | | | | ● |
| 35 | ● | ● | | | | | | | ● |
| 38 | ● | ● | | | | | | | ● |
| 41 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| 43 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 46 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| 51 | | | ● | | ● | | ● | ● | ● |
| 56 | | | | | | | ● | ● | ● |
| Personnalisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Glacial**

**DIMENSIONS**

| Largeur / Profondeur | 30 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 61 | Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ● | ● | | | | | | | | | | ● |
| 35 | ● | ● | | | | | | | | | | ● |
| 38 | | | ● | | | | | | | | | ● |
| 41 | | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 43 | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | ● |
| 46 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 48 | | | | | ● | | ● | | ● | | | ● |
| 51 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53 | | | | | | | | | ● | | ● | ● |
| 56 | | | | | | ● | | ● | | ● | ● | ● |
| 58 | | | | | | | | | | | ● | ● |
| 61 | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
| Personnalisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |